

取扱説明書

歯鏡 LEDライト ME-017



【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 注意事項を厳守の上、使用すること。
3. 万一本品に異常・劣化等を発見した場合は、使用しないこと。
4. 本体の改造や形状変更などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

口腔内診査又は圧排のために用いるミラーヘッド及びハンドルからなる歯科用器具です。
LEDランプがついており、使用時に点灯します。



・寸法/重量

全長	直径	重量
15cm	14mm	15g

【使用方法等】

- 1) 本品を使用する前に必要に応じて、洗浄・消毒等を行ない清潔にしてください。
- 2) ケースから取り出し、LEDランプを点灯し口腔内を反射鏡として使用します。
- 3) 使用後、LEDランプを消灯しケースに収納してください。

【保管方法及び有効期間等】

・直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

【使用上の注意】

1. 長期間使用しない場合は、電池(LR44)を取り外してください。
2. 使用前に汚れ、破損等を点検してください。
3. 曇り止め加工の兼ね合いで、強く噛んだり、擦ったりするとフィルムが削れてミラーが見えづらくなる場合がございます。
4. アルコールに長時間つけると曇り止め加工が取れてしまう場合がございます。
5. ケアの際にお水で優しく洗い流し、シートでふき取ってください。

- 6.LED発光部を直視しないでください。
- 7.本品は口腔ライト用途以外に使用しないでください。
- 8.電池カバー、留めネジ及び電池は、お子さまがけがをしたり、飲み込まないように十分注意してください。
- 9.本体部分に水が入ると故障の原因になります。水につけたり、濡らすことは絶対におやめください。
- 10.万一、電池の液が漏れて皮膚についたり、目に入った場合は、きれいな水で洗い流しすぐに医師の診察を受けてください。
- 11.ご使用前に、割れや欠けがないかお確かめの上、ご使用ください。割れや欠け、折れが発生した場合は使用を中止し、破棄してください。
- 12.本品に強い衝撃を与えたり、無理に折り曲げると不点灯の原因になるのでおやめください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造届出番号：13B2X10479302011

一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

<製造販売業者>

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町 1 1 1

TEL. 03-5358-9209