

# デンタルケアツール ME126

## 取扱説明書



このたびは、メディケン製品をお買い上げいただきありがとうございました。  
安全にお使いいただくため、取扱説明書を必ずお読みください。



■ 製品のお問い合わせ

■ 修理のご依頼

■ 別売品や消耗品のご注文

■ 初期不良

☞ お気軽にお問い合わせください

メディケンお客様サービスセンター

製造販売届出番号：13B2X10479302045

# 目次

## ご使用の前に

- 1.安全上のご注意..... 3
- 2.製品紹介..... 5

## 使用方法

- 1.使用前の準備..... 6
- 2.歯石取りスタート..... 6
- 3.歯石除去後のケア..... 8

## 使用後の手入れ

- 1.点検..... 8
- 2.洗浄/消毒、滅菌..... 9

## 製品仕様

- 1.仕様..... 10
- 2.保証条項及び保証書..... 11
- 3.お問い合わせフォーム..... 12



## ご使用の前に

- 本製品は歯科診療又は治療において使用する歯科手用器具を利便性のために組み合わせたキットです。
- 本製品は他人と共有することはお勧めしません。
- ツールの先端はとても鋭利ですので、取り扱いに注意してください。
- 薬液等が付着した場合、腐食するおそれがあるので速やかに清拭してください。
- ご使用後は水洗いし、拭いて乾かし、涼しい場所に保管してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。

## 1.安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。  
ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

表示と意味は次のようになっています。

警告サイン	内 容
 <b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、発疹、皮膚炎などの過敏症状又はアレルギー症状が現れることがあります。その場合は、使用を中止し医師の診断を受けてください。
 <b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、ご自分でのケアは、見える範囲のみにしてください。見える範囲であっても、無理に力づくで取ろうとすると、歯肉を傷つける恐れがありますので、注意してください。

## 1.1 ⚠ 警告

- 本製品の形状変更や改造等をしないでください。本製品に劣化や異常が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。
- セルフケア中でも、定期的な歯科受診をお勧めします。
- 子供の診療・治療時には、開口器等を用いて開口状態を維持してください。
- 本製品を口腔内で噛むと破損して、けがをするおそれがあります。
- 本品に対する曲げ・切削・加圧などの加工や、傷をつける、落下させる、強い衝撃を与えるなどの粗雑な扱いはしないでください。

## お手入れと保管

高温多湿の環境によるサビの発生を防ぐため、使用後は本体の表面を清潔かつ乾燥した状態に保ち、油分を取り除いたうえで、高温多湿を避けた場所に保管してください。

## 1.2 ⚠ 注意

- SUS304ステンレス鋼は、固溶化熱処理状態では非磁性なのですが、冷間加工をすると磁性を帯びるようになります。耐食性には影響しません。
- 必要に応じた器具を用いて、歯石等沈着物の除去、口腔検査又は圧排、創傷被覆等の把持、又は触診等を行って下さい。
- 鏡が曇らないように、使用する前に約50℃のお湯に10秒から30秒間浸してください。

## 2.製品紹介

### 2.1製品の作動原理

本製品の①歯科用探針のハンドル部を持ち、作業部を歯の表面にあてることで、歯石等の沈着物を除去します。

本品の②歯鏡のハンドル部を持ち、歯石等の除去の際に歯の表面や裏側をミラーヘッドで確認します。

### 2.2内容物

万一、不足のものがありましたら、購入先まで連絡してください。



① 歯科用探針



② 歯鏡



収納ケース



取扱説明書

# 使用後の手入れ

## 1.使用前の準備

- ① 使用前後には必ず歯科用探針と歯鏡をアルコールで消毒してください（ミラー部分を避ける）。
- ② デンタルケアツールと大きな鏡をご用意ください。口の中がしっかり見えることが重要です。歯用ミラーを使用前にお湯で温めると、曇り止め効果が高まります。
- ③ 手が滑らないように、グリップにある滑り止めを使って、しっかりと持ってください。指を歯や頬に固定することで、コントロールが利きやすくなります。
- ④ 歯石が付着している2～3本隣の歯へ薬指を置き、手元を固定し歯茎より遠い箇所より徐々に歯石へと刃先を近づけて行きます。
- ⑤ 刃先を動かす際には、薬指以外の指先だけで引くように刃先を動かします。手首や腕全体を動かすといった動作は大きな動きになるので、避けましょう。

## 2.歯石取りスタート

繊細な作業となるため、正しい持ち方でご使用ください。歯や歯肉、頬の裏側を傷付けないよう気を付けましょう。

歯科用探針の持ち方法は、3本の指で鉛筆のように持ち、1本の指を使って歯もしくは頬を固定するようにしてください。

## シッケル型

歯と歯の間にある歯石を取る時に使います。歯間に入れて、かき出すように動かしてください。歯の表面汚れには表面に沿わせるように挿入してください。直角にあてると、歯の表面が削れやすくなります。



## カーブ型

歯と歯の間に入れて、何かはさまっているかを確認したり、押し出すように動かしてください。



## デンタルミラー（歯鏡）

ミラーを口の中に手動で挿入します。上顎または下顎の画像に応じてミラーの位置を調整してください。



鏡が曇らないように、使用する前に約50℃のお湯に10秒から30秒間浸してください。

## 3. 歯石除去後のケア

- ① 歯石を取り除いた後は、歯石のカスなどが残らないようにしっかりうがいをしてください。そして、デンタルケアツールを水洗いしてきれいに拭き取り、付属の収納ボックスに保管してください。
- ② もし歯肉から出血した場合、しばらく経過を見てください。血がなかなか止まらない時は医師に相談してください。

## 使用後の手入れ

### 1. 点検

使用する前に必ず目に見える汚れ、欠陥、変形またはキズがないか確認してください。異常のある場合は使用しないでください。損傷や摩耗した器具はすぐに交換してください。



## 2.洗浄/消毒、滅菌

### 次の場合は消毒してください

- 1週間に一度（継続使用している場合）
- 長期間お使いにならなかった場合
- 使用の前に

### <推奨滅菌方法及び条件>

滅菌方法：高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)

滅菌条件：

種類	防露 温度	防露 時間	乾燥 時間
Fractionated vacuum / dynamic airremoval gteam sterilization (真空脱気ぶりバキューム式)	132℃	4分	30分 以上
Gravity Displacement Sterilizer (重力加圧脱気式)	121℃	30分	30分 以上

超音波装置による洗浄を推奨しますが、手動で洗浄する場合は硬いプラスチック製のブラシ(金属製ブラシは使用不可)を使用して適切に洗浄してください。適切に洗浄できていない状態で滅菌した場合、適切に滅菌できない可能性があります。

滅菌時は滅菌装置の取扱い説明書に従ってください。[クラスB(EN13060)のオートクレーブ滅菌機の使用を推奨します。]・フラッシュ滅菌法(保管しないですぐに使用する特殊な滅菌法)は行わないでください。

放射線滅菌、ホルムアルデヒド滅菌、エチレンオキサイド滅菌、プラズマ滅菌は行わないでください。

乾熱滅菌の適用に関しては使用者の責任のもと行って下さい。

洗浄作業は適切な場所で行い、適切な洗浄剤を適量使用してください。（洗浄機器と洗浄剤の製造元の使用方法に従ってください。）

次亜塩素酸を含む洗浄剤/消毒剤の使用は器具の酸化や腐食を引き起こし、性能を低下させる可能性があります。

洗浄剤/消毒剤は毎日交換してください。

洗浄や滅菌時に同じトレイに異なる原材料の器具を入れないでください。

トレイに過剰に器具入れないでください。洗浄や消毒が適切に行えない可能性があります。最初のすすぎの残留物を取り除いて下さい。

最終のすすぎの理想的な温度は80℃です。

しみの形成を防ぐ処置として、最終の使用をすすぎには脱イオン水の推奨します。

## 製品仕様

### 1.仕様

商品名	デンタルケアツール
型番	ME126
素材	ステンレス鋼、 ガラス（ミラーヘッド）
内容物	歯科用探針、歯鏡、 収納ケース、取扱説明書
保管環境	直射日光、及び高温高湿度での保管を避け、清潔な場所で保管してください。

## 2.保証条項及び保証書

### 保証書

本製品のご購入日から1年間保証いたします。  
製品の使用について何か不明なところまたは御意見がございましたら、注文履歴より購入先迄ご連絡ください。

「アカウントサービス」>「注文履歴」>「販売元」>「質問する」

#### 保証書

品名	デンタルケアツール
品番	ME126
保証期間	お買い上げ日より1年間
対象	歯科用探針、歯鏡
お買い上げ日	年 月 日
お客様 (お名前)	
販売元 (店 名)	

※保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

※ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。  
贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

### 3.お問い合わせフォーム

製品に関するご質問や不具合がございましたら、公式LINEまたはカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

さらに、SNSをフォローしていただくと、お得なキャンペーンや限定情報をご覧ください。

HP:<https://www.mediken.net/>

Line: @mediken

Email : support@mediken.net



■ 製品のお問い合わせ

■ 修理のご依頼

■ 別売品や消耗品のご注文

■ 初期不良

☞ お気軽にお問い合わせください

メディケンお客様サービスセンター